







Защитный экран для лица

Схема сборки

⚠ Внимание! Перед сборкой **ОБЯЗАТЕЛЬНО** снимите защитную пленку с обеих сторон экрана! (см. п. 1)



7. Повторить на другой стороне и отрегулировать резинку по размеру головы

Прозрачный защитный экран для лица предназначен для защиты слизистой оболочки глаз и незащищенной кожи лица от попадания капель биологических жидкостей.

Материал: А-ПЭТ 0,5мм, резинка тканная 20мм

Экран можно разобрать и очистить для повторного использования

произведено в России, ООО ГОФРОПРОМ тел.: +7 495 58 570 58 email: info@gofro-prom.ru

